

# PH-Mètre

S210-Bio-Kit – Mettler Toledo

📍 Espace Préparation & Biochimie



## Description

Le pH-mètre S210-Bio-Kit de Mettler Toledo est un instrument de mesure de haute précision permettant la détermination rapide et fiable du pH des solutions biologiques et chimiques. Son kit complet inclut la sonde LE438 spécialement adaptée aux milieux biologiques, garantissant des mesures précises sur une large gamme de pH. Indispensable pour la préparation et l'ajustement de tous les milieux de culture, tampons et solutions utilisés au laboratoire.

## Utilisations principales

- Mesure et ajustement du pH des milieux de culture
- Préparation de tampons biologiques (PBS, Tris, HEPES...)
- Contrôle de la qualité de l'eau distillée
- Suivi du pH lors de réactions biologiques ou chimiques

## TARIFS D'UTILISATION

Journée complète (9h – 18h)

Demi-journée (9h–13h ou 14h–18h)

**15 €**

**10 €**

Délégation de tâches à nos experts : **50 €/heure** | Tarif semaine et mensuel sur demande