


Balance de Précision

MS603TS/00 – Mettler Toledo (0,001 g)

📍 Espace Préparation & Biochimie



Description

La balance de précision MS603TS/00 de Mettler Toledo offre une résolution de 1 mg (0,001 g) pour une portée maximale de 600 g. Sa calibration interne automatique garantit des pesées fiables et reproductibles en toutes circonstances. Indispensable pour la préparation de milieux de culture, la pesée de réactifs en poudre et toute formulation nécessitant une mesure de masse précise. Son plateau anti-vibrations et son interface intuitive la rendent idéale pour une utilisation quotidienne intensive.

Utilisations principales

- Pesée de réactifs chimiques et biologiques en poudre
- Préparation précise de milieux de culture
- Formulation de solutions à concentration exacte
- Pesée d'échantillons biologiques et extraits

TARIFS D'UTILISATION

Journée complète (9h – 18h)

Demi-journée (9h–13h ou 14h–18h)

15 €

10 €

Délégation de tâches à nos experts : **50 €/heure** | Tarif semaine et mensuel sur demande