

Hotte de Culture PSM

Airstream Classe 2 – 0,9m

📍 Espace Culture Cellulaire



Description

Le Poste de Sécurité Microbiologique (PSM) Airstream Classe 2 est l'équipement

central de l'espace de culture cellulaire. Il protège simultanément l'opérateur, les cultures et l'environnement grâce à sa double filtration HEPA. Équipé d'une lampe UV, de 2 prises intégrées et livré avec son piétement à 86 cm et une pompe aspirante, il offre des conditions de travail aseptiques optimales. La mise en service et vérification ont été réalisées par un technicien agréé.

Utilisations principales

- Manipulation de cultures cellulaires en conditions stériles
- Passage de cellules et préparation de milieux
- Travaux de microbiologie et virologie
- Manipulation d'agents biologiques de classe 2



TARIFS DE LOCATION

Journée complète (9h – 18h)

Demi-journée (9h–13h ou 14h–18h)

95 €

50 €

Délégation de tâches à nos experts : **50 €/heure** | Tarif semaine et mensuel sur demande