

Incubateur Agitateur

IS-OS 20 – 170L

📍 Espace Culture Cellulaire



Description

L'incubateur orbital à double couche ZWYR-2102C d'une capacité de 170 litres offre une agitation orbitale précise combinée à un contrôle fin de la température. Il est idéal pour la culture de micro-organismes en milieu liquide (bactéries, levures, algues). Livré avec des tulipes ressort en inox pour fioles de 50 mL à 500 mL, il permet de travailler sur de grandes séries de cultures simultanément.

Utilisations principales

- Culture de bactéries et levures en fioles
- Culture d'algues et micro-organismes photosynthétiques
- Production de biomasse en conditions contrôlées
- Cultures nécessitant une oxygénation par agitation

TARIFS DE LOCATION

Journée complète (9h – 18h)

110 €

Demi-journée (9h–13h ou 14h–18h)

55 €

Délégation de tâches à nos experts : **50 €/heure** | Tarif semaine et mensuel sur demande