


Centrifugeuse Réfrigérée

MPW-352R

📍 Espace Culture Cellulaire



Description

La centrifugeuse réfrigérée MPW-352R est un équipement polyvalent capable d'atteindre 18 000 RPM, avec un contrôle précis de la température pour préserver l'intégrité des échantillons biologiques. Elle est équipée d'un rotor swing-out 4 x 200 mL, d'un rotor angulaire 36 x 2 mL, et de nacelles adaptées aux tubes Falcon 15 mL et 50 mL. Indispensable pour la séparation cellulaire, l'extraction d'ADN/ARN et le traitement des échantillons.

Utilisations principales

- Séparation cellulaire et culot bactérien
- Extraction et purification d'ADN/ARN
- Préparation d'extraits protéiques
- Centrifugation d'échantillons sensibles à la température

TARIFS DE LOCATION

Journée complète (9h – 18h)

Demi-journée (9h–13h ou 14h–18h)

95 €**50 €**Délégation de tâches à nos experts : **50 €/heure** | Tarif semaine et mensuel sur demande